

CURAFILL Anatomical Wedges

Cunei interdentali

Descrizione

I CURAFILL Anatomical Wedges separano i denti e preven-
gono lo spostamento della matrice preservando i
contorni anatomici dei denti e dei tessuti delle aree in-
terprossimali.

Consentono un buon adattamento e stabilità della banda
della matrice alla superficie del dente irregolare.

I cunei interdentali CURAFILL Anatomical Wedges si
adattano all'anatomia del dente

Modalità d'uso

1. Assicurarsi che il prodotto sia pulito prima dell'uso.
2. Durante il restauro dentale, selezionare la misura
appropriata in base allo spazio tra i denti del pazien-
te.
3. È vietato utilizzare il prodotto se è danneggiato, de-
formato o se la confezione è danneggiata.
4. Questo prodotto può essere utilizzato in ambito
odontoiatrico solo da personale specializzato.

Controindicazioni:

Al momento non sono state identificate controindicazioni.

Precauzioni

- Prodotto per solo uso dentale.
- Deve essere utilizzato solo da professionisti che os-
servino la procedura e le indicazioni.

Conservazione

- Il prodotto deve essere conservato in un ambiente
asciutto, pulito e a temperatura ambiente.
- Evitare la luce solare diretta.

Confezionamento

- **cod. CR490550** - Arancione
- **cod. CR490551** - Bianco
- **cod. CR490552** - Verde
- **cod. CR490553** - Giallo
- **cod. CR490554** - PurpleBlu
- **cod. CR490556** - Rosa

1 scatola CURAFILL Anatomical Wedges da 100pz.

Simboli



Codice
prodotto



Numero
lotto



Data di
produzione



Non riutilizzare



Non esporre a
raggi solari



Dispositivo
medico



Istruzioni
d'uso



Fabbricante

Avvertenze

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verifi-
catosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al
fabbricante e all'autorità competente dello Stato mem-
bro in cui si ha sede.

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere di-
fettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun
danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso
incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima
di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare
l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si
assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

CURAFILL Anatomical Wedges

Interdental wedges

Description

CURAFILL Anatomical Wedges separate teeth and prevent matrix displacement while preserving the anatomical contours of teeth and tissues of interproximal areas.

Allow good adaptation and stability of the matrix band to the irregular tooth surface.

CURAFILL Anatomical Wedges interdental wedges adapt to the anatomy of the tooth.

Method of use

1. Make sure the product is clean before use.
2. During dental restoration, select the appropriate size according to the space between the patient's teeth.
3. It is forbidden to use the product if it is damaged, deformed or if the packaging is damaged.
4. This product may only be used in a dental setting by trained personnel.

Contraindications:

At this time, no contraindications have been identified.

Precautions

- Product for dental use only.
- It should be used only by professionals who observe the procedure and directions.

Storage

- The product should be stored in a dry, clean environment at room temperature.
- Avoid direct sunlight.

Packaging

- **cod. CR490550** - Orange
- **cod. CR490551** - White
- **cod. CR490552** - Green
- **cod. CR490553** - Yellow
- **cod. CR490554** - PurpleBlu
- **cod. CR490556** - Pink

1 box CURAFILL Anatomical Wedges of 100pcs

Symbols



Product code



Lot number



Date of manufacturer



Do not reuse



Keep away from sunlight



Medical device



IFU



Manufacturer

Warnings

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Garanzia

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

