

# Linea Eclipse

Archi ortodontici Acciaio (SS)  
Nichel-titanio (Ni-Ti)

## Descrizione

Gli archi ortodontici sono un dispositivo destinato all'uso nel trattamento ortodontico con il compito di esercitare le forze che servono a spostare i denti e a portarli nella posizione corretta.

## Indicazioni d'uso

Gli archi ortodontici sono impiegati come elementi di forza per il movimento dei denti.

## Procedura raccomandata

- Introdurre l'arco nello slot dei brackets e nel tubo buccale e fissare tramite una legatura elastica o a filo.
- Se si utilizzano brackets self-ligating, chiuderli secondo le istruzioni del produttore.
- Per afferrare e tenere gli archi utilizzare strumenti o pinze senza spigoli aguzzi e inserti scanalati.
- Piegature eccessive e ripetute o l'utilizzo di pinze taglianti per la piegatura possono provocare la rottura dell'arco.

## Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente il dispositivo.
- Il prodotto contiene nichel pertanto in caso di sospetta o accertata allergia / sensibilità del paziente non utilizzare in alcun modo.
- Rispettare le disposizioni nazionali sullo smaltimento.

**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**

## Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

## Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

## Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di produzione



Non riutilizzare



Non sterile



Attenzione



Istruzioni d'uso



Dispositivo medico



Identificazione unica del dispositivo



Fabbricante

## Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: [info@dental-world.it](mailto:info@dental-world.it) / web: [www.dental-world.it](http://www.dental-world.it)

# Eclipse line

## Orthodontic Arches Stainless Steel (SS) Nickel-titanium (Ni-Ti)

### Description

Orthodontic arches are a device intended for use in orthodontic treatment with the task of exerting forces to move the teeth and bring them into the correct position.

### Indications for use

Orthodontic arches are used as force elements for tooth movement.

### Recommended procedure

- Introduce the arch into the slot of the brackets and buccal tube and secure by elastic or wire ligation.
- If self-ligating brackets are used, close them according to the manufacturer's instructions.
- Use tools or pliers without sharp edges and grooved inserts to grasp and hold the bows.
- Repeated excessive bending or the use of sharp bending pliers can cause the bow to break.

### Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of allergic reaction, remove the device immediately.
- The product contains nickel so in case of suspected or established allergy/sensitivity of the patient do not use in any way.
- Comply with national disposal regulations.

**You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.**

### Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

### Contraindications


- Store at room temperature.
- Store properly in its packaging.
- Do not disperse in the environment.

### Symbols



### Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.  
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)  
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617  
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it