

Linea Eclipse

Elastici intraorali in lattice

Descrizione

Gli elastici in lattice sono utilizzati nel campo dell'ortodonzia per correggere diversi tipi di malocclusioni.

Indicazioni d'uso

Gli elastici intraorali sono indicati per il trattamento ortodontico in pazienti di tutte le età sotto prescrizione di un ortodontista.

Procedura raccomandata

1. Selezionare la dimensione corretta dell'elastico in lattice secondo il metodo ortodontico utilizzato.
2. Utilizzare una pinza ortodontica per l'applicazione dell'elastico sul dente interessato.
3. La durata di utilizzo è a discrezione dell'ortodontista.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- Durante l'igiene orale utilizzare uno spazzolino morbido e spazzolare delicatamente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'auto-rità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Questi prodotti non devono essere utilizzati in pazienti allergici al lattice.

- Sospendere l'uso del prodotto in caso di reazione allergica.
- Non è consentito il riutilizzo, in tal caso potrebbero verificarsi contaminazioni crociate.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Proteggere da raggi solari o luce diretta.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di produzione



Non riutilizzare



Non sterile



Attenzione



Istruzioni d'uso



Contiene lattice



Non esporre ai raggi solari



Dispositivo medico



Identificazione unica del dispositivo



Fabbricante

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eclipse line

Intraoral latex elastics

Description

Latex elastics are used in the field of orthodontics to correct various types of malocclusions.

Indications for use

Intraoral elastics are indicated for orthodontic treatment in patients of all ages under prescription from an orthodontist.

Recommended procedure

1. Select the correct size of latex rubber band according to the orthodontic method used.
2. Use orthodontic forceps to apply the rubber band to the affected tooth.
3. The duration of use is at the discretion of the orthodontist.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of an allergic reaction, remove the orthodontic retainer immediately.
- During oral hygiene, use a soft toothbrush and brush gently.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Contraindications

- These products should not be used in patients allergic to latex.

- Discontinue use of the product if an allergic reaction occurs.
- Reuse is not permitted, in which case cross-contamination may occur.
- Do not use after the expiration date.

Storage

- Store at room temperature.
- Store properly in its packaging.
- Protect from sunlight or direct light.
- Do not disperse into the environment.

Symbols



Product code



Lot number



Date of manufacturing



Do not reuse



Not sterile



Attention



IFU



Latex



Keep away from sunlight



Medical device



Unique Device Identification



Manufacturer

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it