

Adesivi / Bonding

A

Over Etch acido ortofosforico 35% / 35% phosphoric acid

Over Etch (Acido ortofosforico al 35%) è un condizionatore smalto dentinale con una particolare viscosità ed una appropriata tissotropia. Over Etch è stato progettato per non causare alcun inconveniente durante la fase di mordenzatura, consentendone il posizionamento in maniera non invasiva, in qualsiasi punto, grazie alla sua particolare consistenza non gelatinosa.

Over Etch (35% Phosphoric acid) is a dental etching agent of viscous solution type, with thixotropic properties. Over Etch is designed to have a minimal cloggy effect during etching and to easily get all areas, thanks to its non-gelatinous texture.

Confezione / Packaging:

Kit

- 4 siringhe x 1,2 ml / 1,2 ml x 4 syringes each
- Aghetti / Tips

Siringone / Big Bulk

- 1 siringone x 30 ml / 30 ml x 1 big bulk
- 1 siringa vuota / 1 empty syringe
- Aghetti / Tips



Over Etch

Over Etch - Kit	0000173
Over Etch - Big Bulk	0000172

Ortho Flow fotopolimerizzante / Light curing Ortho Flow

Ortho Flow è un composito fotopolimerizzante per il bondaggio diretto di brackets in metallo o ceramica; particolarmente indicato anche per retainers. Questo prodotto non necessita dell'applicazione dell'adesivo sulla superficie dello smalto, riducendo così notevolmente i tempi alla poltrona.

Light Curing composite for ceramic and metal brackets bonding, also indicated for retainers. Ortho Flow doesn't require any bonding agent on enamel surface, reducing patient treatment time.

Confezione / Packaging:

Kit

- 4 siringhe x 2 g / 2 g x 4 syringes each
- Aghetti / Tips

Ricambio / Refill

- 1 siringa x 2 g / 2 g x 1 syringe
- Aghetti / Tips

Refill



Kit



Ortho Flow

Ortho Flow - Kit	00340144
Ortho Flow - Refill	00340174

■ Merce disponibile / Goods available
 ■ Merce a richiesta / Goods on request

Extreme fotopolimerizzante / Light curing Extreme

Composito fotopolimerizzante con sistema adesivo per attacchi in metallo, ceramica e resina. Il composito ha una fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco.

Light curing composite for metal, ceramic and resin brackets bonding system. It flows well and eliminates the bracket flotation.

Confezione / Packaging:

Kit

- 4 siringhe x 5 g / 5 g x 4 syringes each
- 7 ml adesivo fotopolimerizzante / 7 ml light curing bonding
- 7 ml acido ortofosforico 37% / 7 ml orthophosphoric acid 37%
- Blocco per impasto / Mixing pad
- Pennellini / Brushes
- Spatola / Spatula
- IFU

Ricambio / Refill

- 1 siringa x 5 g / 5 g x 1 syringe
- 7 ml adesivo fotopolimerizzante / 7 ml light curing bonding
- 7 ml acido ortofosforico 37% / 7 ml orthophosphoric acid 37%



Kit

Extreme Kit	0004100
-------------	---------

Ricambio / Refill

Extreme - 5g x 1 syringe	0004103
Extreme - 7ml light curing bonding - 1pc	0004104
Extreme - 7ml orthophosphoric acid 37% - 1pc	0004106

Extreme foto per bande / Light curing band cement

Composito fotopolimerizzante indicato per la cementazione di bande ed altre applicazioni ortodontiche (tipo rialzi). Molto resistente, si lega chimicamente allo smalto e ai metalli. Colore blu.

Light curing composite recommended for bands cementing and other orthodontic appliance. Excellent resistance, it chemically bonds to enamel and metals. Blue colour.

Confezione / Packaging:

Kit

- 4 siringhe x 5 g / 5 g x 4 syringes each
- Blocco per impasto / Mixing pad
- Spatola / Spatula
- IFU

Ricambio / Refill

- 1 siringa x 5 g / 5 g x 1 syringe



Kit

Extreme Kit	0004130
-------------	---------

Ricambio / Refill

Extreme - 5g x 1 syringe	0004132
--------------------------	---------

Extreme one step auto / Self-curing

One Step Composito autopolimerizzante per attacchi in metallo e ceramica. Il composito, altamente riempitivo, ha una viscosità e fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco. La catalizzazione del composito avviene per contatto, garantisce 40 secondi per il posizionamento e indurisce completamente entro 5 minuti.

Self-Curing composite for bonding metal and ceramic brackets. It has a viscosity and fluidity that eliminate brackets flotation. The catalyst system sets on contact and gets maximum strength within five minutes.

Confezione / Packaging:

Kit Siringhe / Syringes Kit

- 4 siringhe x 5 g / 5 g x 4 syringes each
- 12 ml primer / 12 ml primer
- 7 ml acido ortofosforico 37% / 7 ml orthophosphoric acid 37%
- Blocco per impasto / Mixing pad
- Pennellini / Brushes
- Spatola / Spatula
- IFU

Kit Siringhe / Syringes Kit



Kit Capsule / Compules Kit

- Pasta 14 g (0.35g x 40 capsule) / 14 g paste (0.35 g x 40 compules)
- 12 ml primer / 12 ml primer
- 7 ml acido ortofosforico 37% / 7 ml orthophosphoric acid 37%
- Blocco per impasto / Mixing pad
- Dispenser / Dispenser
- Spatola / Spatula
- IFU

Kit Capsule / Compules Kit



Ricambio / Refill

- 1 siringa x 5 g / 5 g x 1 syringe
- Pasta 14 g (0.35g x 40 capsule) / 14 g paste (0.35 g x 40 compules)
- 12 ml primer / 12 ml primer
- 7 ml acido ortofosforico 37% / 7 ml orthophosphoric acid 37%

Ricambi / Refill



Capsule / Compules



Acido ortofosforico 37%
orthophosphoric acid 37%



Primer

Kit

Extreme Kit - SIRYNGES	0004110
Extreme Kit - COMPULES	0004112

Ricambio / Refill

Extreme - 5g x 1 syringe	0004113
Extreme - Compules - 40 pcs	0004115
Extreme - Primer 12 ml - 1 pc	0004114
Extreme - 7ml orthophosphoric acid 37% - 1pc	0004106

Extreme cemento vetroionomerico / Glass ionomer cement

Cemento vetroionomerico progettato per la cementazione di applicazioni ortodontiche.

Glass ionomer cement designed for the cementation of orthodontic applications.

Confezione / Packaging:

Kit

- 18 g polvere / Powder 18 g
- 17.5 g liquido / Liquid 17.5 g
- Blocco per impasto / Mixing pad
- Misurino / Measuring
- IFU

Ricambio / Refill

- 18 g polvere / Powder 18 g
- 17.5 g liquido / Liquid 17.5 g



A rilascio di Fluoro
Contains fluoride

Kit

Extreme Kit	0004140
-------------	---------

Ricambio / Refill

Extreme - 18 g Powder	0004141
Extreme - 17.5 g Liquid	0004142

Dabliu Alginboy alginato ortodontico / Orthodontic alginate

Dabliu Alginboy è un alginato ortodontico di elevata resistenza per impronte dentali di precisione.

E' possibile colare il modello anche dopo 5 giorni.

High resistant orthodontic alginate for precise impression; it is possible to braze the model even after 5 days.

Confezione / Packaging:

- Busta x 453 g / Bag x 453 g (Box x 25 pcs)
- Barattolo x 453 g / Tin x 453 g



Dabliu Algin Boy - Tin	001034
Dabliu Algin Boy - Bag	001035
453 g	

Kit ortodontico prevenzione / Orthodontic prophylaxis kit

Kit ortodontico composto da: spazzolino ortodontico, specchietto, filo interdentale, cera ortodontica, spazzolino da viaggio, clessidra e scovolino.

The kit contains orthodontic: tooth brush, hand mirror, dental floss, orthodontic wax, travel tooth brush, hourglass and interproximal brushes.



Orthodontic prophylaxis kit	KP5024
Kit	

Spazzolino - Scovolino / Travel tooth brushes - Interproximal brushes

1 - Spazzolino / Travel tooth brushes

Spazzolini da viaggio richiudibili, con manico in gomma. Confezione con colori assortiti: rosso-verde-viola-blu.

Resealable travel toothbrushes, rubber handle.

Mixed colors: red-green-violet and blue.



Travel tooth brushes	44003
12 pcs / pack	

2 - Scovolino / Interproximal brushes

Scovolino interprossimale con cappuccio e manico con impugnatura ergonomica. Disponibile nei colori Blu e Verde.

Interproximal brushes with cap, ergonomic handle.

Available colors: blue and green.



Blue	20046
Green	20047
12 pcs / pack	

Cucchiaini porta impronte per ortodonzia / Disposable impression trays

Cucchiaini porta impronte anatomici in plastica rigida, dotati di manico lungo (che permette un'ottima presa da parte del medico) e strisce perforate (che offrono all'alginato una maggiore aderenza senza l'utilizzo di adesivi). Disponibili in differenti formati dal n° 1 (piccolo) al n° 6 (grande). La misura è visibile sul manico del cucchiaino.

Disposable impression trays are rigid, color-coded anatomical plastic trays with perforation strips that offer economical use and disposability. Long handles provide sure grip while retention slots secure alginate without need for adhesives. They are available in size 1 (smallest) up to size 6 (largest); size is imprinted on handle.



Disposable impression tray

Upper - Lower (Assorted)	
N° 1	DIT-01 10 pcs
N° 2	DIT-02 10 pcs
N° 3	DIT-03 10 pcs
N° 4	DIT-04 10 pcs
N° 5	DIT-05 10 pcs
N° 6	DIT-06 10 pcs
Assorted	DITAS 60 pcs

■ Merce disponibile / Goods available
 ■ Merce a richiesta / Goods on request