

## **Accessori / Accessories**

---

**A**

# Ortho Control

Gli Ortho Control sono dei dispositivi preformati per l'ortodonzia intercettiva. Essi vengono indicati per pazienti in età evolutiva dagli 8 ai 12 anni, per guidare l'eruzione ed il posizionamento dei canini e dei premolari, restituendo un rapporto oclusale idoneo, e nel contempo allineando i denti frontali garantendo un overbite/overjet ideale.

Gli Ortho Control possono essere usati anche in età adulta, ma si otterrà solo un movimento dentario e non scheletrico.

Inoltre possono essere impiegati come regolatori miofunzionali riequilibrando le forze muscolari.

*Ortho Control are preformed appliances for intercepting orthodontics. They are recommended for patients from 8 to 12 years old, to guide erupting canines and bicuspids and to align front teeth to solve overjet or overbite problems. Ortho Control can be also employed in adults, providing that malformation is dental and not skeletal.*

*Moreover, they can be used as miofunctional regulators rebalancing muscular forces.*

## Indicazioni / Recommended for:

- Affollamento / Crowding
- Overjet
- Over-bite
- Malocclusioni di I e II classe / I and II class malocclusion
- Curva di spee accentuata / Accentuated spee's curve
- Ipertonicità delle labbra / Hypertonic lips
- Open bite
- Rotazioni / Rotation
- Cross bite Premolari / Bicuspid cross bite
- Coordina le Arcate / Arcate coordination

## Vantaggi / Benefits:

- Preformati per un veloce piazzamento  
*Preformed for a quick placement*
- Maggiore efficacia nel trattamento / Highest treatment efficacy
- Risparmio di tempo / Time saving
- Costi ridotti / Cost reduction
- Procedure più spedite / Quick procedures
- Sterilizzabile / Sterilizable
- Comfort nell'utilizzo / Comfortable use

## Kit

- Ortho Control assortiti - 6 pz. / Assorted Ortho Control - 6 pcs (AA050 - AA055 - BB040 - BB050 - BB055 - BB060)
- Misurini - 10 pz. / Measuring - 10 pcs
- Istruzioni / Instruction
- Depliant ortho control

## Ricambio / Refill

- Ortho Control - 1 pz. / Ortho Control - 1 pc
- Misurini - 10 pz. / Measuring - 10 pcs

## Kit

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ortho Control Kit   | <b>AB010</b> |
| <b>6 pcs / pack</b> |              |


## Ricambio / Refill

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ortho Control - shape B040 | <b>BB040</b> |
| Ortho Control - shape B050 | <b>BB050</b> |
| Ortho Control - shape B055 | <b>BB055</b> |
| Ortho Control - shape B060 | <b>BB060</b> |
| <b>1 pc / pack</b>         |              |

## Kit



## Refill



## Ruler



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ortho Control - shape A050 | <b>AA050</b> |
| Ortho Control - shape A055 | <b>AA055</b> |
| <b>1 pc / pack</b>         |              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ruler                | <b>AB011</b> |
| <b>10 pcs / pack</b> |              |

■ Merce disponibile / Goods available  
■ Merce a richiesta / Goods on request

A


## Bite Bumper™

Bite Bumper™ viene adoperato per casi di morso aperto o profondo, consentendo di scavalcare il morso inverso. Sono prodotti con un polimero di composito che assicura una biocompatibilità per tutti i soggetti sensibili al Nickel. Per il fissaggio dei Bite possono essere usati i metodi tradizionali, in quanto la bassetta è a ritenzione meccanica.

*Bite Bumper™ works to open deep bite cases by allowing the anteriors to ride up and out of occlusion. Bite-Bumper is made of a composite polymer that ensures biocompatibility in nickel sensitive patients. It can be bonded in traditional manner thanks to its mechanical bonding base.*

### Indicazioni / How to use:

1. Posizionare la dima contro il bordo incisale / Put the placement-jig against the incisal edge
2. Rimuovere la dima / Remove the jig
3. Bite-Bumper™ è pronto / Bite-Bumper™ ready



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Bite Bumper™         | <b>BB-00-01</b> |
| <b>10 pcs / pack</b> |                 |

Bite Bumper™ è un marchio registrato da Gastenco International AB, Svezia / Bite Bumper™ is a registered trademark of Gastenco International AB, Sweden

## Mini - Mold

Gli stampi vengono riempiti con composito fotopolimerizzante per la costruzione in studio di bottoni, bite, brackets temporanei, tubi per molari, ecc. Una valida soluzione per risolvere esigenze ed urgenze particolari .

*The various molds can be used to construct buttons, bites, temporary brackets, molar tubes, etc. using a light curing composite. A valid solution for main urgency.*

### Kit

- 3 tip per ogni modello / 3 of each mold
- 2 manici / 2 application handles

### Ricambio / Refill

- Stampo per il filo - Piccolo e Grande / Wire Bonder Tips - Small and Large

### Kit




### Kit

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Mini Mold Kit       | <b>MMASSTK</b> |
| <b>8 pcs / pack</b> |                |

### Ricambio / Refill

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Wire Bonder Small      | <b>MMWBKSM</b>  |
| Wire Bonder Large      | <b>MMWBKLG</b>  |
| Button Bonder          | <b>MMBTNK</b>   |
| Bracket Bonder         | <b>MMBRKTK</b>  |
| Habit Control Bonder   | <b>MMHCK</b>    |
| Bite Ramp Bonder (3mm) | <b>MMBITEK</b>  |
| Bite Ramp Bonder (5mm) | <b>MMBITE5K</b> |
| Tube Bonder            | <b>MMTBK</b>    |
| Molar Pad Tip          | <b>MMMPTK</b>   |
| Handle Only            | <b>MMH</b>      |
| <b>10 pcs / pack</b>   |                 |

### Refill



## Archetto e Strisce per stripping / Stripping instrument and lightning strips

Strumento interamente in acciaio, sterilizzabile in autoclave, comodo e preciso nelle manovre di utilizzo.

*Interproximal stripping instrument, full stainless steel, sterilizable, comfortable and precise.*

### Archetto per stripping / Stripping instruments

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stripping instruments | <b>EI-820</b> |
| <b>1 pc / pack</b>    |               |



### Strisce per stripping / Lightning strips

|                      | Un lato / Single sided | Due lati / Dual sided |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
|                      | .021 mm                | .030 mm               |
| 4 mm                 | <b>LSSSM4M</b>         | <b>LSDSM4M</b>        |
| 6 mm                 | <b>LSSSM6M</b>         | <b>LSDSM6M</b>        |
| 8 mm                 | <b>LSSSM8M</b>         | <b>LSDSM8M</b>        |
| <b>12 pcs / pack</b> |                        |                       |



Diamonds

## Disco diamantato per stripping / Interproximal diamond discs

Disegnato per ridurre lo smalto nelle zone interprossimali. Confezionato in un singolo pezzo, completo di mandrino.

*Designed for effective enamel reduction, interproximal stripping; sold individually mounted on mandrel.*

### Disco diamantato / Diamond discs

| Un lato / Single sided | Due lati / Dual sided |
|------------------------|-----------------------|
| <b>DISCSSUM</b>        | <b>DISCDSM</b>        |
| <b>1 pc / pack</b>     |                       |



### Protezione per disco / Safety diamond discs


|                    |
|--------------------|
| <b>DISCGD</b>      |
| <b>1 pc / pack</b> |



## Strisce per splintaggio / Orthodontic splinting strips

Strisce da .027" x .011": intrecciato a 8 strati, piatto, morbido, senza memoria, facile da adattare alla faccia palatale del dente, indicato per il lingual retainer. Confezione da 10 pezzi.

*8 strands wire, .027" x .011", plain, soft, without memory; easy to adapt, indicated for lingual retainer. 10 pieces pack.*



### Orthodontic splinting strips

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Lingual retainer     | <b>BAB2</b> |
| <b>10 pcs / pack</b> |             |

## Frese per composito / Removal and finishing burs

Frese adatte per la rimozione di residui di compositi, dopo il debonding o per la rifinitura di eccessi. Confezionati singolarmente.  
*Burs for removing residuals and for finishing. Sold individually.*

### Frese in acciaio Stainless Steel Burs



**RSB 118S**  
1 pc / pack



**RSBL 118L**  
1 pc / pack



**RSB2 218**  
1 pc / pack

### Frese in fibra di vetro autorigeneranti Self-healing glass fiber burs

MADE IN ITALY



**00400168**  
6 pcs / pack




**00400169**  
6 pcs / pack

## Specchi per foto diagnostiche / Photographic Mirrors

Specchi per foto, insuperabili nella qualità, offrono agli utilizzatori delle immagini perfette senza distorsioni. La superficie è coperta da due strati di cromo per restituire la massima qualità di riflesso. Gli specchi riflettono ambo i lati.  
*Unsurpassed in quality, our photographic mirrors offer the finest possible image transfer. Double-side coated with chromium for maximum reflective qualities. Mirrors reflect both sides.*

*Unsurpassed in quality, our photographic mirrors offer the finest possible image transfer. Double-side coated with chromium for maximum reflective qualities. Mirrors reflect both sides.*




### Photographic mirrors

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Extra large Occlusal | <b>PRMRXL</b> |
| Adult Occlusal       | <b>PRMRAD</b> |
| Child Occlusal       | <b>PRMRCH</b> |
| Lingual              | <b>PRMRLG</b> |
| Buccal               | <b>PRMRBC</b> |
| <b>1 pc / pack</b>   |               |

### Manico per specchio

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mirror handle      | <b>SGPR</b> |
| <b>1 pc / pack</b> |             |



■ Merce disponibile / Goods available  
 ■ Merce a richiesta / Goods on request

## Dabliu Apribocca / Cheek retractor

Apribocca in policarbonato con o senza contenzione linguale, per una maggiore visione della cavità orale.  
 Cheek retractor in polycarbonate with or without lingual dental splinting, for a better complete vision of the oral cavity.

### Apribocca con fermalingua

Medio - Largo / Trasparente - Blu

*Cheek retractor with tongue guard*

Medium - Large / Clear-blue



Autoclavabile 121°C

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cheek retractor with tongue guard - Clear - Medium - 2 pcs | <b>00340261</b> |
| Cheek retractor with tongue guard - Clear - Large - 2 pcs  | <b>00340262</b> |

### Divaricatore labiale

Adulto - Bambino

*Lip retractor*

Adult - Child




Autoclavabile 121°C

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Lip retractor - Adult - 2 pcs | <b>00340266</b> |
| Lip retractor - Child - 2 pcs | <b>00340267</b> |

### Apribocca con alette

*Cheek retractor w/extension*



Autoclavabile 134°C


|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Cheek retractor w/extension - 1 pc | <b>CR-00-01</b> |
|------------------------------------|-----------------|

### Apribocca per foto

Adulto - Bambino

*Lip retractor*

Adult - Child



Autoclavabile 134°C

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Lip retractor - Adult - 2 pcs | <b>LR-00-01</b> |
| Lip retractor - Child - 2 pcs | <b>LR-00-02</b> |

■ Merce disponibile / Goods available  
 ■ Merce a richiesta / Goods on request

**Apribocca verticale**

Adulto - Bambino

*Vertical cheek retractor*

Adult - Child



Autoclavabile 121°C

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vertical cheek retractor - Adult - 10 pcs | <b>00340257</b> |
| Vertical cheek retractor - Child - 10 pcs | <b>00340265</b> |

**Apribocca con arco in metallo**

Adulto - Bambino

*Cheek retractor with metal arch*

Adult - Child



Autoclavabile 134°C

|  |            |
|--|------------|
| Cheek retractor with metal arch - Adult - 1 pc | <b>CH1</b> |
| Cheek retractor with metal arch - Child - 1 pc | <b>CH2</b> |

**Divaricatore labiale monolaterale**

*Unilateral lip retractor*



Autoclavabile 121°C

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Unilateral lip retractor - 2 pcs | <b>00340268</b> |
|----------------------------------|-----------------|

**Apribocca per guance / labbra**

*Lip & cheek retractor*



Autoclavabile 121°C

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Lip & Cheek retractor - 2 pcs | <b>TLC</b> |
|-------------------------------|------------|

A

## Dabliu Apribocca / Cheek retractor

Apribocca in policarbonato con o senza contenzione linguale, per una maggiore visione della cavità orale.  
 Cheek retractor in polycarbonate with or without lingual dental splinting, for a better complete vision of the oral cavity.

**Divaricatore labiale Bilaterale**  
*Bilatetral lip retractor*



Autoclavabile 134°C

|   |               |
|---|---------------|
| Cheek retractor with tongue guard - Clear - Medium - 1 pc | <b>PL-820</b> |
|---|---------------|

## Dabliu Bite Opener

Set di apribocca (Piccolo - Medio - Grande) per apertura del morso.  
 Set (Small - Medium - Large) for bite opening.

**Kit:**

- Set x 3 pcs

**Ricambio / Refill**

- Piccolo / Small - 1 pc
- Medio / Medium - 1 pc
- Grande / Large - 1 pc



Autoclavabile 121°C

**Kit**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Dabliu Bite Opener - Kit - 3 pcs | <b>00340260</b> |
|----------------------------------|-----------------|


**Ricambio / Refill**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Dabliu Bite Opener - Small - 1 pc  | <b>00340260S</b> |
| Dabliu Bite Opener - Medium - 1 pc | <b>00340260M</b> |
| Dabliu Bite Opener - Large - 1 pc  | <b>00340260L</b> |

## Strumento per rimuovere allineatori / Aligner remover

Strumento ergonomico, indicato per la rimozione dal cavo orale di allineatori termoformati. Inoltre, può essere utilizzato per la rimozione di elastici intraorali.

*Ergonomic instrument, recommended for the removal of thermoformed aligners from the oral cavity.  
 It can also be used to remove intraoral elastics.*



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Aligner remover - 5 pcs | <b>PL-830</b> |
|-------------------------|---------------|

■ Merce disponibile / Goods available  
 ■ Merce a richiesta / Goods on request



## Dabliu Wax cera ortodontica Orthodontic wax

Cera ortodontica, garantisce maggiore protezione dal contatto diretto degli attacchi e archi.

*Our Wax provides higher protection from contact during orthodontic treatment.*



### Dabliu Wax

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Orthodontic wax      | <b>24654100</b> |
| <b>30 pcs / pack</b> |                 |

## Fogli in acetato per tracciati Acetate tracing paper

Fogli in acetato per tracciati cefalometrici.

Formati: 203 x 254 mm. Confezione 100 fogli.

*Cephalometric acetate tracing paper.*

*Size 203 x 254 mm, 100 sheets.*



### Fogli in acetato per tracciati

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Acetate tracing paper | <b>ATP100810</b> |
| <b>100 pcs / pack</b> |                  |

## Dispenser per attacchi / Brackets dispenser

MADE IN ITALY



|                    |
|--------------------|
| <b>3P1102</b>      |
| <b>1 pc / pack</b> |




|                      |
|----------------------|
| <b>3P1100</b>        |
| <b>10 pcs / pack</b> |



|                    |
|--------------------|
| <b>3P1103</b>      |
| <b>1 pc / pack</b> |

## Zoccolatori per modelli Plastic model bases



MADE IN ITALY

### Plastic model bases

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Plastic model - 10 pcs  | <b>3P1010</b> |
| Plastic model - 100 pcs | <b>3P1000</b> |

## Porta Pinze Plier Dispenser

19 fori / 19 holes



### Porta pinze

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Plier dispenser    | <b>EI-000</b> |
| <b>1 pc / pack</b> |               |

## Porta Pinze Plier Rack

20 fori / 20 holes



### Porta pinze

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Plier rack         | <b>PLRK020</b> |
| <b>1 pc / pack</b> |                |

■ Merce disponibile / Goods available  
■ Merce a richiesta / Goods on request

# Ortho Box & Ortho Bite



Ortho Box e Ortho Bite sono contenitori indicati per la custodia ed il trasporto di placche ortodontiche, bite e apparecchi funzionali.  
*Ortho Box and Ortho Bite are containers recommended for the safe keeping and the transport of orthodontic appliances, bites and functional devices.*

### Caratteristiche / Characteristics:

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati  
*They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free*
- Ortho box: h 40 mm satinato  
*Ortho box: h 40 mm frosted*
- Ortho box: h 30 mm lucido  
*Ortho box: h 30 mm polished*

### Vantaggi / Advantages:

- Pratici e resistenti  
*Practical and resistant*
- Disinfettabili con soluzione a freddo  
*Disinfectable with cold solution*

### Packaging:

1 pcs

### Ortho Bite



### Ortho Box



### Ortho Box

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ortho Box - Orange      | 00340199 |
| Ortho Box - White       | 00340201 |
| Ortho Box - Green       | 00340202 |
| Ortho Box - Yellow Neon | 00340203 |
| Ortho Box - Fuxia Neon  | 00340204 |
| Ortho Box - Red         | 00340205 |
| Ortho Box - Blue        | 00340206 |
| Ortho Box - Light Blue  | 00340207 |
| Ortho Box - Silver      | 00340208 |
| Ortho Box - Yellow      | 00340209 |
| Ortho Box - Violet      | 00340210 |
| Ortho Box - Fuxia       | 00340211 |
| Ortho Box - Orange Neon | 00340212 |
| Ortho Box - Green Neon  | 00340213 |
| Ortho Box - Black       | 00340217 |

### Ortho Bite

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ortho Bite - Orange      | 00340227 |
| Ortho Bite - Fuxia Neon  | 00340228 |
| Ortho Bite - Light Blue  | 00340229 |
| Ortho Bite - White       | 00340230 |
| Ortho Bite - Green       | 00340231 |
| Ortho Bite - Fuxia       | 00340232 |
| Ortho Bite - Yellow Neon | 00340233 |
| Ortho Bite - Violet      | 00340234 |
| Ortho Bite - Blue        | 00340235 |
| Ortho Bite - Red         | 00340236 |
| Ortho Bite - Yellow      | 00340237 |
| Ortho Bite - Black       | 00340239 |
| Ortho Bite - Silver      | 00340240 |
| Ortho Bite - Green Neon  | 00340241 |

## Portaprotesi / Prosthesis cases



Contenitore Portaprotesi per la disinfezione a freddo di protesi, apparecchi funzionali e ortodontici.

*Prosthesis cases for the cold disinfection of prosthesis; functional and orthodontic devices.*

### Caratteristiche / Characteristics:

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati  
*They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free*
- Dotati di filtro per impurità  
*Provided with an impurity filter*



Green



White



Light Blue

### Vantaggi / Advantages:

- Pratici e resistenti  
*Practical and resistant*
- Disinfettabili con soluzione a freddo  
*Disinfectable with cold solution*



Orange



Fuxia



Yellow

### Packaging:

1 pcs



Blue



Red



Fuxia Neon




Violet


### Prosthesis case

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Prosthesis Case - Violet     | 00771460   |
| Prosthesis Case - Green      | 00771464   |
| Prosthesis Case - White      | 00771466   |
| Prosthesis Case - Light Blue | 00771467   |
| Prosthesis Case - Orange     | 00771468   |
| Prosthesis Case - Fuxia      | 00771471   |
| Prosthesis Case - Yellow     | 00771472GF |
| Prosthesis Case - Fuxia Neon | 00771472FN |
| Prosthesis Case - Blue       | 00771473   |
| Prosthesis Case - Red        | 00771474   |

# EASYFORM

*A unique design for two solutions*



  
MADE IN ITALY



PRACTICALITY,

SAFETY,

ELEGANCE

*... professionals for passion !*

 **ORTHOFORM**

DISCHI TERMOPLASTICI

