

Dabliu Wedges

Cunei interdentali

Descrizione

I Dabliu Wedges separano i denti e prevengono lo spostamento della matrice preservando i contorni anatomici dei denti e dei tessuti delle aree interprossimali.

Consentono un buon adattamento e stabilità della banda della matrice alla superficie del dente irregolare.

I cunei interdentali Dabliu Wedges si adattano all'anatomia del dente

Modalità d'uso

1. Assicurarsi che il prodotto sia pulito prima dell'uso.
2. Durante il restauro dentale, selezionare la misura appropriata in base allo spazio tra i denti del paziente.
3. È vietato utilizzare il prodotto se è danneggiato, deformato o se la confezione è danneggiata.
4. Questo prodotto può essere utilizzato in ambito odontoiatrico solo da personale specializzato.

Controindicazioni:

Al momento non sono state identificate controindicazioni.

Precauzioni

- Prodotto per solo uso dentale.
- Deve essere utilizzato solo da professionisti che osservino la procedura e le indicazioni.

Conservazione

- Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, pulito e a temperatura ambiente.
- Evitare la luce solare diretta.

Confezionamento

- **cod. 00490550** - Arancione
- **cod. 00490551** - Bianco
- **cod. 00490552** - Verde
- **cod. 00490553** - Giallo

- **cod. 00490554** - PurpleBlu

- **cod. 00490556** - Rosa

1 scatola Dabliu Wedges da 100pz.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di produzione



Non riutilizzare



Non esporre ai raggi solari



Istruzioni d'uso



Dispositivo medico



Identificazione unica del dispositivo



Fabbricante

Avvertenze

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



Dabliu Wedges

Interdental wedges

Description

Dabliu Wedges separate teeth and prevent matrix displacement while preserving the anatomical contours of teeth and tissues of interproximal areas.

Allow good adaptation and stability of the matrix band to the irregular tooth surface.

Dabliu Wedges interdental wedges adapt to the anatomy of the tooth.

Method of use

1. Make sure the product is clean before use.
2. During dental restoration, select the appropriate size according to the space between the patient's teeth.
3. It is forbidden to use the product if it is damaged, deformed or if the packaging is damaged.
4. This product may only be used in a dental setting by trained personnel.

Contraindications:

At this time, no contraindications have been identified.

Precautions

- Product for dental use only.
- It should be used only by professionals who observe the procedure and directions.

Storage

- The product should be stored in a dry, clean environment at room temperature.
- Avoid direct sunlight.

Packaging

- **cod. 00490550** - Orange
- **cod. 00490551** - White
- **cod. 00490552** - Green
- **cod. 00490553** - Yellow
- **cod. 00490554** - PurpleBlu
- **cod. 00490556** - Pink

1 box Dabliu Wedges of 100pcs

Symbols



Product code



Lot number



Date of manufacture



Do not reuse



Keep away from sunlight



IFU



Medical device



Unique Device Identification



Manufacture

Warnings

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Garanzia

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

