

FUSSEN

Sensore intraorale

F100





Ergonomico - Angolo curvo



Bordo - Ultra-slim 4.5 mm

Facile da utilizzare


- Particolare design del connettore
- Posizionamento preciso
- Facile ottenimento dell'immagine

Performance

- Tecnologia AED
- Compatibile con quasi tutti i generatori di raggi X DC e AC Tecnologia CSI
- Meno dosi con maggiore risoluzione

Resistenza

- Anti caduta fino a 1.5 m
- 80,000 test di flessione
- 60,000 esposizioni senza perdita di qualità
- IP 68



Specifiche tecniche **Sensore intraorale** *F100*

Tipologia Misura 1: 20x30 mm Misura 2: 26x36 mm	Dimensioni Misura 1: 25.4x36.8x4.5 mm Misura 2: 30.4x41.9x4.5 mm	Rivelatore CMOS APS	Lunghezza del cavo 2.7 m
Risoluzione 1200x1650	Dimensione pixel 20*20 µm	Scala di grigi 12bit	Risoluzione effettiva 20 LP/mm

Prodotto da:
Fussen Technology Co.,Ltd

- 3/F, Minlida industrial building B, zone 4, honghualing Industrial Zone, 1189 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen
- Tel: +86 755 2167 0890 - 813
- Sito: www.fussengroup.com
- Email: sales@fussengroup.com

Distribuito da:
Dental World S.r.l.

- Via Antichi Pastifici, 15
70056 - Molfetta (BA) - Italia
- Tel: +39 080 3381004
- Sito: www.dental-world.it
- Email: info@dental-world.it