

enbio.

DW
DENTAL WORLD



Enbio + Enbio PRO
Le autoclavi più veloci
al mondo. Classe B.

Designed in Switzerland

Un'altra dimensione.
Performance elevatissime.



6x
più piccole

4x
più veloci

Le autoclavi Enbio sono fino a 6 volte più piccole
e 3 volte più leggere di un'autoclave
tradizionale di classe B.



3x
più leggere

Classe B
TriploVuoto

Il tempo è denaro.




In una clinica molto frequentata, con decine di procedure dentistiche o chirurgiche eseguite ogni giorno, ogni momento è essenziale. Enbio cambia completamente il flusso di lavoro della sterilizzazione, permettendo una sterilizzazione di emergenza in pochi minuti, anche per strumenti complessi.

Enbio 15 min

Enbio PRO 15 min

Autoclave standard fino a 60 min



Enbio Magic Filter: ricicla l'acqua e risparmia!

Con l'Enbio Magic Filter è possibile eseguire
fino a 1000 cicli di sterilizzazione
con un solo litro di acqua demineralizzata.



**1 litro
di acqua
demineralizzata**

**1000 cicli di
sterilizzazione***



* - Enbio PRO - 700 cicli di sterilizzazione

Enbio. Speedmaster.

Comoda e pratica.

Enbio è un'autoclave compatta e silenziosa, che troverà posto in qualsiasi ambiente.

I suoi processi di sterilizzazione brevi, consentono di utilizzarla tra un appuntamento e l'altro al fine di poter avere gli strumenti sempre pronti all'uso.



Class B
TriploVuoto



Certificato medico

Dispositivo medico classe II b
EN-13060
Direttiva 93/42/CEE

Non imbustato
FAST / 134°C

7 min

Imbustato
Classe B / 134°C

15 min

Imbustato
Classe B / 121°C

30 min



reddot design award
winner



Nuovo accessorio

Inserto inferiore perforato: vassoio per la sterilizzazione di piccoli strumenti non imbustati.

Peso dell'unità

15 kg

Capacità

Quantità massima di buste (circa) **8**
Peso massimo raccomandato del carico **0,5 kg**
Volume della camera **2,7 l**

Pressione e temperatura

Pressione di lavoro **2,1 Bar**
Pressione massima **2,3 Bar**
Temperatura max. di processo **137°C**

Dimensioni

Larghezza **25 cm**
Altezza **16 cm**
Profondità **56 cm**

Parametri elettrici

Alimentazione elettrica **220-240V 50/60Hz**
Potenza **2,25 kW**
Consumo di energia **10 A**

Varie

Livello di protezione all'ingresso **IP20**
Archiviazione di dati su chiavetta **USB**
Conducibilità dell'acqua* **< 15 µS/cm**

* - solo acqua demineralizzata

Enbio PRO.

Enbio PRO: piccole dimensioni, grande spazio.
Sterilizzazione superveloce e capacità di contenere
fino a 16 strumenti imbustati, compresi kit di implantologia.



**Class B
TriploVuoto**



Certificato medico

Dispositivo medico classe II b
EN-13060
Direttiva 93/42/CEE

**Non imbustato
FAST / 134°C**

9 min

**Imbustato
Classe B / 134°C**

15 min

**Imbustato
Classe B / 121°C**

30 min

**Imbustato / PRION
Classe B / 134°C**

43 min



Peso dell'unità

20 kg

Capacità

Quantità massima di buste (circa) **16**
Peso massimo raccomandato del carico **1,0 kg**
Volume della camera **5,3 l**

Pressione e temperatura

Pressione di lavoro **2,1 Bar**
Pressione massima **2,3 Bar**
Temperatura max. di processo **137°C**

Dimensioni

Larghezza **27 cm**
Altezza **20 cm**
Profondità **57 cm**


Parametri elettrici

Alimentazione elettrica **220-240V 50/60Hz**
Potenza **2,45 kW**
Consumo di energia **15 A**

Varie

Livello di protezione all'ingresso **IP20**
Archiviazione di dati su chiavetta **USB**
Conducibilità dell'acqua* **< 15 µS/cm**

* - solo acqua demineralizzata




Implantologia

Enbio PRO si adatta a tutti i kit di implantologia che rientrano nello spazio di 28x18x7 cm.

Tecnologia all'avanguardia.

Le autoclavi Enbio sono il risultato di anni di ricerche approfondite e all'avanguardia nel settore della tecnologia medica.



Superfacile.


L'installazione e il funzionamento delle autoclavi Enbio non richiedono alcun training.





Presenza mondiale.

Le autoclavi Enbio sono prodotte in Europa e distribuite globalmente attraverso centri logistici che coprono Europa, Nord America e Medio Oriente.



HANDS CONTROL THE BRAIN
SCANNER INTRAORALE





Enbio Group AG
Eichengasse 3, 4702 Oensingen
Switzerland

enbio.com



Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - Molfetta (BA)
Italy

www.dental-world.it