

CLEAN FLOW - SOFT forty



CLEAN FLOW è una polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio con particelle ottimizzate, indicata per la rimozione di tartaro, macchie e biofilm microbico.

La granulometria **SOFT forty** ha delle particelle della grandezza di 40µm che garantiscono il massimo confort in tutti i tipi di profilassi. Ideale nella prevenzione

Disponibile nei gusti:

LIMONE, MENTA, CILIEGIA e NATURAL.

Composizione	Bicarbonato di Sodio
Granulometria	40 µm
pH	-8.0

Dente	Macchie e piccoli calcoli	✓
	Smalto	✓
	Smalto con macchie	✓
	Dentina	✓
Gengiva	Gengiva	✓
Ricostruzione	Composito ibrido	✓
	Vetroionomero	✓
Implantologia	Perimplantiti, Impianti e mucose	✗
Paradontologia	Tasche paradontali	✗
Ortodonzia	Brackets e apparecchi	✗



0003931	Clean Flow - Soft Forty - Limone
0003934	Clean Flow - Soft Forty - Menta
0003940	Clean Flow - Soft Forty - Ciliegia
0003937	Clean Flow - Soft Forty - Neutro

CLEAN FLOW - STANDARD sixty



CLEAN FLOW è una polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio con particelle ottimizzate, indicata per la rimozione di tartaro, macchie e biofilm microbico.

La granulometria **STANDARD sixty** ha delle particelle della grandezza di 60µm ideali per bambini e pazienti affetti da sensibilità dentinale, agisce preservando i tessuti molli e lo smalto.

Disponibile nei gusti:

LIMONE, MENTA, CILIEGIA e NATURAL.

Composizione	Bicarbonato di Sodio
Granulometria	60 µm
pH	-8.0

Dente	Macchie e piccoli calcoli	✓
	Smalto	✓
	Smalto con macchie	✗
	Dentina	✗
Gengiva	Gengiva	✗
Ricostruzione	Composito ibrido	✗
	Vetroionomero	✗
Implantologia	Perimplantiti, Impianti e mucose	✗
Paradontologia	Tasche paradontali	✗
Ortodonzia	Brackets e apparecchi	✗



0003932	Clean Flow - Standard Sixty - Limone
0003935	Clean Flow - Standard Sixty - Menta
0003941	Clean Flow - Standard Sixty - Ciliegia
0003938	Clean Flow - Standard Sixty - Neutro

CLEAN FLOW - PERIO *twenty*



CLEAN FLOW è una polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio con particelle ottimizzate, indicata per denti sensibili. La granulometria **PERIO *twenty*** ha delle particelle della grandezza di 20µm che garantiscono un minimo impatto su gengive, tessuti molli, e denti naturali anche con trattamenti frequenti. Disponibile nei gusti: LIMONE, MENTA, CILIEGIA e NATURAL.

Composizione

Granulometria

pH

Dente

Macchie e piccoli calcoli

Smalto

Smalto con macchie

Dentina

Gengiva

Gengiva

Ricostruzione

Composito ibrido

Vetroionomero

Implantologia

Perimplantiti, Impianti e mucose

Paradontologia

Tasche paradontali

Ortodonzia

Brackets e apparecchi

Bicarbonato di Sodio

20 µm

-6.8



CLEAN FLOW

STANDARD *sixty*

PERIO *twenty*

SOFT *forty*

Innovazione nella

profilassi

0003930	Clean Flow - Perio Twenty - Limone
0003933	Clean Flow - Perio Twenty - Menta
0003939	Clean Flow - Perio Twenty - Ciliegia
0003936	Clean Flow - Perio Twenty - Neutro

REV. 2 - 09/2019 - ITA

