

FLUENT FIVE

TRAY MATERIAL

Materiale da Impronta a base di Polivinilsilossano

DW DENTAL WORLD
ITALIAN MANUFACTURER

www.dental-world.it / info@dental-world.it

È un silicone per addizione per miscelatori automatici indicato per il riempimento del portaimpronta. Compatibile con tutti i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1 FLUENT FIVE TRAY MATERIAL risponde alle necessità di un materiale che si adatti alle scelte del professionista secondo il caso clinico e la tecnica d'impronta appropriata.

Descrizione - Indicazioni

Vinylpolysiloxano a consistenza heavy per la presa d'impronta in protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile rimozione dal cavo orale anche in presenza di marcati sottosquadri. Colore verde.

Caratteristiche

Miscelazione sempre omogenea, consistenza ideale, tempi adeguati di lavorazione e indurimento, durezza finale bilanciata, stabilità dimensionale, disinfettabile, scansionabile.

Confezione

- > 1 cartuccia da 380ml,
- > 5 puntali miscelatori.

Dati Tecnici

> Durezza	64 Shore "A"
> Iso 4823 - ADA 19	
> Tempo di miscelazione	Automix
> Permanenza nel cavo orale	2'30"
> Tempo totale	1'30"
> Rapporto di miscelazione	5:1
> Tempo di indurimento	4'
> Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
> Recupero elastico	99,5%

Vantaggi

- > Totale assenza di bolle o imperfezioni
- > Non muco-compressivo
- > Idoneo per tecniche d'impronta a una o due fasi
- > Facile rimozione dal cavo orale
- > Impronta fedele e inalterata nel tempo
- > Sicurezza per il dentista
- > Compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM



Codice articolo: FF000291

 Made in Italy

FLUENT FIVE

MONOIMPLA MATERIAL

Materiale da Impronta a base di Polivinilsilossano

DW DENTAL
WORLD
ITALIAN MANUFACTURER

www.dental-world.it / info@dental-world.it

È il nuovo materiale specifico per impronte in implantoprotesi. FLUENT MONOIMPLA MATERIAL rileva l'esatta posizione tridimensionale dell'impianto e dei tessuti perimplantari, inglobando fermamente il transfer. Studiato per assorbire tensioni e minimizzare effetti distortivi, può essere utilizzato sia nella tecnica pick-up che a strappo.

Descrizione - Indicazioni

Vinilpolisilossano per la presa d'impronta in implantoprotesi. Indicato per tecnica diretta, indiretta e a carico immediato. Scorrevole durante la lavorazione, rigido e stabile dopo indurimento. Compatibile con tutti i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1. Ribasabile. Colore arancione.

Caratteristiche

Rigido dopo indurimento, rapido, scorrevole, miscelazione sempre omogenea, disinfettabile.

Confezione

- > 1 cartuccia da 380ml,
- > 5 puntali miscelatori.

Dati Tecnici

> Durezza	70 Shore "A"
> Iso 4823 - ADA 19	
> Tempo di miscelazione	Automix
> Permanenza nel cavo orale	2'30"
> Tempo totale	1'30"
> Rapporto di miscelazione	5:1
> Tempo di indurimento	4'
> Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
> Recupero elastico	99,5%

Vantaggi

- > Preciso posizionamento dei transfer
- > Meno stress per l'operatore e il paziente
- > Iniettabile
- > Totale assenza di bolle
- > Sicurezza per il dentista



Codice articolo: FF0000290

Made in Italy