



Carta per articolazioni

Articulating paper

Foglietti monouso - Solo per uso dentale
Single use sheets - For dental use only





RED
 • Sottile / Thin 40µm
 • Media / Medium 100µm



BLUE
 • Sottile / Thin 50µm
 • Media / Medium 100µm




RED/BLUE
 Media / Medium 100µm



Aiuta a realizzare dispositivi protesici per adeguare l'occlusione in base alle esigenze specifiche del paziente.
Helps making prosthetic devices to adjust occlusion according to the patient's specific needs.

Descrizione / Description




La **carta per articolazioni** è un sottile foglio di carta rivestito da uno strato di inchiostro speciale e sensibile alla pressione, utilizzato nella pratica odontoiatrica per valutare e regolare l'occlusione del paziente. La conoscenza dell'occlusione e dei punti di contatto tra l'arcata superiore e quella inferiore è indispensabile in campo odontoiatrico per identificare eventuali anomalie nell'occlusione, come punti di contatto prematuri o mancanti, che potrebbero causare problemi come malocclusioni, carie o dolore mascellare.

*The **Articulating paper** is a thin sheet of paper coated with a layer of special, pressure-sensitive ink used in dental practice to assess and adjust a patient's occlusion. Knowledge of occlusion and contact points between the upper and lower jaws is essential in dentistry to identify any abnormalities in occlusion, such as premature or missing contact points, which could cause problems such as malocclusions, caries, or jaw pain.*

Vantaggi / Advantages

- Valutazione dell'occlusione. *Occlusion assessment.*
- Identificazione di punti di contatto anomali. *Identification of abnormal contact points.*
- Miglioramento della funzione masticatoria. *Improvement of masticatory function.*
- Prevenzione di problemi futuri. *Prevention of future problems.*
- Personalizzazione del trattamento. *Treatment customization.*



RED - media/medium 100µm - 180 strips codice articolo: **00490258M**

BLUE - media/medium 100µm - 180 strips codice articolo: **00490250M**

RED/BLUE - media/medium 100µm - 144 strips codice articolo: **00490255**

RED - sottile/thin 40µm - 240 strips codice articolo: **00490258S**

BLUE - sottile/thin 50µm - 240 strips codice articolo: **00490250S**



DENTAL WORLD S.r.l.
 Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
 tel. +39 080.33810.04 / fax. +39 080.338.6617
 www.dental-world.it / info@dental-world.it