



PROALGIN

Alginati per impronte dentali



MADE IN ITALY

PROALGIN ACCURATE


PROALGIN Accurate è l'alginato di nuova generazione con **valore di riproduzione fino a 15µ**, impiegato in qualsiasi tipo di operazione in cui la **definizione del dettaglio** sia condizione essenziale per la corretta riuscita di una protesi. È particolarmente adatto anche per le protesi fisse poiché conserva tutti i punti di forza non trascurando una lunga stabilità dimensionale.

Caratteristiche


- Classe A, tipo 1
- Facilmente miscelabile
- Tissotropico
- Elevata elasticità
- Elevata definizione del dettaglio: 15 micron
- Altissima stabilità dimensionale (168 ore)
- Compatibile con i disinfettanti per impronte
- Senza polvere
- Gusto menta

Applicazioni

- Protesi mobile
- Antagonisti in protesi removibile e fissa
- Provvvisori
- Modelli preliminari
- Scheletrati
- Impronte di posizione



Fasi di lavorazione



PROALGIN ACCURATE - busta da 450g codice articolo: 001033N

PROALGIN CHROM

PROALGIN Chrom è il primo alginato che, con **indicatore cromatico di fase**, ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria permettendo la presa di impronte ad **elevata stabilità dimensionale** con un facile controllo delle fasi di lavorazione e presa rapida.

Le variazioni di temperatura che causano alterazioni nei tempi di lavorazione sono automaticamente indicate dai viraggi di colore.

Caratteristiche


- Classe A, tipo 1
- Facilmente miscelabile
- Tissotropico
- Elevata definizione del dettaglio: 20 micron
- Altissima stabilità dimensionale (168 ore)
- Compatibile con i disinfettanti per impronte
- Senza polvere
- Gusto menta

Applicazioni

- Protesi mobile
- Antagonisti in protesi removibile e fissa
- Modelli preliminari
- Modelli studio
- Scheletrati



Fasi di lavorazione



PROALGIN CHROM - busta da 450g codice articolo: 001025N