

Proteoster

DISINFETTANTE e DECONTAMINANTE per strumentario chirurgico e dispositivi medici progettato specificatamente per rispondere alle crescenti esigenze dello studio odontoiatrico.



AMPIO SPETTRO E RAPIDITÀ D'AZIONE

Soluzione pre-sterilizzante a formulazione chimica avanzata, tubercolicida, battericida, fungicida, virucida (HIV, HBV, HCV, EMC, Coronavirus), sinergizzata con Ketovir®.

EFFICACE

Soluzione progettata per uso specifico in odontoiatria, per la disgregazione del **biofilm microbico** dello strumentario critico e semicritico ad alto rischio di contaminazione biologica, secondo gli standard europei in vigore (EN 14885).

SICURO

Sicurezza totale per gli operatori sanitari e pazienti dello studio odontoiatrico.

COMPATIBILE

Totalmente compatibile con i materiali presenti all'interno dello studio odontoiatrico.

IMPIEGO

E' utilizzabile in vasche aperte e ad ultrasuoni. Si usa diluito allo 0,5% e 1,0% per un tempo di contatto di 10 minuti.



PRT1000 Proteoster 1000 ml



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it