

# Sporeclean ACT

Spray innovativo con attività sporicida, disinfettante e detergente, basato sulla tecnologia del perossido di idrogeno con attività potenziata, progettata specificatamente per rispondere alle crescenti esigenze dello STUDIO ODONTOIATRICO.

SPORICIDA EN 13704 - EN 17126



## AMPIO SPETTRO E RAPIDITÀ D'AZIONE

La combinazione fortemente sinergizzante del perossido di idrogeno e dell'acido lattico, consente di ottenere un'attività totale su ogni forma di vita microbica, incluse le spore a partire da 60".

## EFFICACE

Disinfettante di alto livello con attività sporicida e detergente in un unico prodotto. La nuova formulazione consente di rimuovere con determinazione ogni residuo organico incluso il **biofilm microbico** con un'attività antimicrobica residuale.

## SICURO

Ecosostenibile, sicurezza totale per gli operatori sanitari ed i pazienti dello studio odontoiatrico.

## COMPATIBILE

Totalmente compatibile con i materiali presenti all'interno dello studio.

## IMPIEGO

Nebulizzare direttamente sui dispositivi da trattare e lasciare asciugare prima dell'utilizzo.

SPCT/750 Sporeclean ACT - 750 ml (1 astuccio = 4 flaconi)



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY  
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17  
[www.dental-world.it](http://www.dental-world.it) / [info@dental-world.it](mailto:info@dental-world.it)