

Legature OverTie e OverTie Select

Legature elastiche - LATEX FREE

Descrizione

Le legature elastiche Over Tie e OverTie Select, sono realizzate con materiale ad altissima resa elastica usando il metodo ad iniezione e stampi di precisione. Utilizzate nel campo dell'ortodonzia per facilitare la legatura del filo o dell'arco ortodontico al brackets.

Destinazione d'uso

Le legature elastiche sono indicate per il trattamento ortodontico in pazienti di tutte le età sotto prescrizione di un ortodontista. Indicate anche per quei pazienti sensibili al lattice.

Controindicazioni

- Prestare attenzione a mantenere l'igiene della bocca.
- Durante l'uso, utilizzare uno spazzolino morbido per spazzolare delicatamente.
- Non mordere alimenti duri o appiccicosi.

Precauzioni

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Avvertenze

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Conservazione

- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.
- Conservare correttamente nella propria confezione.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di scadenza



Non riutilizzare



Non sterile



Attenzione



Privo di lattice



Non esporre ai raggi solari



Istruzioni d'uso



Dispositivo medico



Identificazione unica del dispositivo



Fabbricante

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

OverTie e OverTie Select ligatures

Elastic ligatures - LATEX FREE

Description

Over Tie and OverTie Select elastic ligatures are made of highly elastic material using the injection method and precision moulds. Used in orthodontics to facilitate ligation of the wire or orthodontic arch to the brackets.

Intended use

Elastic ligatures are indicated for orthodontic treatment in patients of all ages under prescription from an orthodontist. Also indicated for latex-sensitive patients.

Contra-indications

- Take care to maintain good oral hygiene.
- During use, use a soft toothbrush to brush gently.
- Do not bite hard or sticky foods.

Precautions

- The product must be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non-sterile product.
- Do not use after the expiry date.


Warnings

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located

Storage

- Store the product in a cool, dry place and away from heat sources.
- Store correctly in its packaging.

Symbols



Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it